

SonoScape

E3

A vadonatúj hordozható E3 ultrahang készülék a SonoScape hagyományos képalkotási technológiájával különleges megtapasztalást hoz magával.

Az E3 alapos B módja és az érzékeny Color jel precíz, részletes képeket ad tökéletesítve a vizsgálati élményt miközben a dignosztika megbízhatóságát növeli.



Tökéletes képminőség, mint mindig

C-Field Beam

A folyamatos dinamikus fókuszt több energiát biztosít, ami nagyobb kontrasztú felbontást és jel-zaj viszont eredményez és egységesebb képet biztosít.

μ -Scan

A μ -Scan legújabb generációja nagyban kiemeli a képet a zaj csökkentésével, a jelerősséget és megjelenítést tökéletesítve.

Dynamic Color

A dinamikus Color a szonográfusnak lehetővé teszi, hogy könnyen meglássa a részleteket a kisebb vénákban és a kisebb sebességeket, így a páciens részére részletes véráramlási információt tud adni.

Szövetspecifikus képalkotás

A rendszer automatikusan érzékeli a különböző szöveteket az eltérő akusztikus tartományok szerint, amiből aztán a felhasználó egységesebb és nagyobb térbeli felbontású képeket tud nyerni.

Vizsgálófejek és alkalmazások széles skálája

